






KULLANIM KILAVUZU




TÜRKÇE VER.

Bu ürün LED ışığının kullanıldığı, dudak bakımına yönelik bir güzellik bakım cihazıdır. (Tıbbi bir cihaz değildir) Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatli bir şekilde okuduktan sonra doğru ve güvenli şekilde kullanınız.





ÜRÜNÜN PARÇALARI



A	Sabit Bar	Dişlerle sıkıştırılarak tutulan kısım	C	Güç düğmesi	Açma/Kapama tuşu
B	LED	Kırmızı 623 nm(normal)	D	Silikon kılıf	Sabit bar'a geçirilerek kullanılır

* Satın aldığınız modele bağlı olarak parçalar farklılık gösterebilir.

2/3




NASIL KULLANILIR

- Bibilip LED' in özel solüsyonunu (Honey Coco Dudak bakım kremi) dudağınıza sürün.
 - Yüzünüzü yıkadıktan ve cilt bakım ürünlerinizi uyguladıktan sonra yeterli miktarda solüsyonu dudağınıza sürün. (Solüsyonu dudağınızda 10 dakika bırakın)
- Kendinizde bulunan farklı bir dudak bakım ürünü kullanmak istiyorsanız yüzünüzü yıkadıktan ve cilt bakım ürünlerinizi sürdükten sonra yeterli miktarda dudağınıza sürün. (Solüsyonu dudağınızda 10 dakika bırakın)



Honey Coco Dudak bakım kremi cihaz kullanmadan tek başına kullanmak istiyorsanız, uyumadan önce dudağınıza yeterli miktarda uygulayınız.

- Kutudan çıkardıktan sonra ayrıca bulunan lityum bataryaları ürüne takın. (Batarya takma yöntemi için 6. sayfaya bakın.)
- Sabit bar'a silikon kılıfı geçirin.






- ④ Güç düğmesine basarak cihazı açın.



- ⑤ Silikon geçirilmiş sabit barı hafifçe ısırarak dudığınıza oturtuktan sonra dudığınıza cihazın arkasına hafifçe yapıştırın.



- ⑥ Kullanımdan 3 dakika sonra otomatik kapanacaktır. (Kullanım esnasında cihazı kapatmak isterseniz, güç düğmesine basarak cihazı kapatabilirsiniz.)

- ⑦ Kullanım bittikten sonra silikon kılıfı çıkararak akar suda yıkayıp kurutun, cihazın arkasını ıslak mendille silin.



*** Aloe Cica Çift Nemlendirici (çok kez uygulayın)**

1. Yüzünüzü yıkayıp cilt bakım ürünlerini uyguladıktan sonra Bibilip Aloe Cica çift nemlendiriciyi yeterli miktarda sürün.
2. İsteddiğiniz renk ruj sürün.
3. Kuru hissettiğinizde yeterli miktarda uygulayın.


4/5




BATARYA NASIL DEĞİŞTİRİLİR

LED ışığının yanıp sönmesi düşük pil göstergesidir, pil tamamen bittiğinde ise güç düşmesine bastığınızda LED ışığı yanmayacaktır. Böyle bir durum oluştuğunda lityum bataryayı değiştirerek kullanın.


- ① Sabit barı saat yönünde 90 derece döndürerek cihazdan ayırın.
- ② Kılıfı ayırın.



- ③ 2 adet 3V lityum bataryayı (CR2032) kutuplara uygun olarak yerleştirin. (+,- yönlerini kontrol edin.)
- ④ Kılıfı cihaza doğru şekilde yeniden takın.
- ⑤ Sabit barı Dudak LED deliğine taktıktan sonra, saat yönünün tersine 90 derece döndürerek birleştirin.



*Her gün 1 kez olmak üzere 3 dakika kullanıldığında 100 defa kullanıma kadar kullanılabilir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün adı	BIBILIP
Model adı	BBL-100
Elektrik gücü	DC 6V (3V lityum batarya(CR2032) 2 EA)
Boyut	12x9x8.5cm / 160g
LED dalgaboyu	KIRMIZI 623nm(normal)
Üretici	GTG Wellness
İthalatçı adresi	Brandium Rezidans R5 blok, K:9, Daire 58, Ataşehir, İstanbul
Telefon	0216 472 13 14
Üretici ülke	Güney Kore




방송통신기자재 적합등록번호
R-R-sMC-BBL-100

DIKKAT

Uyarı

1. Cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunda verilen talimatları okuduğunuzdan ve anladığınızdan emin olun.
2. Güneş yanığına maruz kaldığınız durumlarda kullanmayın.
3. Tavsiye edilen kullanım süresi her gün 1 defadır. Aşırı kullanım cilt sorunlarına yol açabilir.
4. Aşağıda belirtilen durumlar söz konusu olduğu takdirde, kullanmadan önce doktorunuza danışın lütfen.
 - Cilt hastalığınız olduğu takdirde veya tedavi olduğunuz takdirde (Alerjili cilt, dermatit)
 - Diş tedavisi olduğunuz takdirde (implant, takma diş, damak tedavisi)

6/7





- Epilepsiniz olduđu takdirde
- Bulaşııcı bir hastalığınız olduđu takdirde
- İşğâ karşı duyarlılığınız olduđu takdirde

5. Kullanım sırasında veya sonrasında cilt sorunları (kızarıklık, kanama, kaşıntı vs.) ortaya çıktıđı takdirde, derhal kullanmaya son verin ve tıbbi yardım alın.
6. Ürünü kullanırken maskede hafif bir sıcaklık oluşabilir.
7. (Aşırı ısınması durumunda derhal cihazı kapatın ve Teknik servis merkeziyle iletişime geçin.)
8. Hamile ve emziren kadınların kullanması tavsiye edilmemektedir..
9. Bebekler ve 16 yaş altı çocukların kullanması tavsiye edilmemektedir.
10. Bu ürünü araba sürerken ya da yürürken kullanmayın.
11. Ürünü kullanırken vücutta baş dönmesi gibi herhangi bir anormallik ortaya çıktıđı takdirde, kullanmadan önce bir uzmana danışın.
12. LED ışık gözle direkt temasta görme duyusuna zarar verir. LED ışıkla direkt temasdan kaçının.

LİTYUM BATARYA KONUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Lityum bataryaları muhafaza etmek için + ve - kutuplara bant yapıştıırarak çıkarın.
2. Lityum bataryayı farklı bataryalar veya metal eşyalarla birlikte muhaza etmeyin.
3. Lityum bataryayı imha etmek için izole bandına sararak bölge müdürlüğüne imha yöntemini sorun. İzole etmezseniz yüksek ısı nedeni ile yangın oluşabilir.
4. Lityum bataryalar sarf malzemeleridir ve uzun süreli kullanımlarda kullanım ömürleri azalacaktır.
5. Lityum bataryayı kullanmadığınız takdirde çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
6. Lityum bataryayı yutmanız ağır yaralanmaya veya ölüme sebep olabilir. Bu durumunda derhal tıbbi yardım alın.
7. Lityum bataryalara ısı uygulamak, sökmek, baskı yapmak, şarj etmek, ateşe tutmak, ürüne yanlış tırmak patlama veya sızıntı yapabilir.






Uyarı

1. Ürünün suyun ya da su içeren nesnelerin yakınında olmamasını temin edin.
2. Ürünü elleriniz ıslakken çalıştırmayın. Bu tür bir işlem ürünün arızasına neden olabilir.
3. Ürüne bir darbe gelmesini önlemeye özen gösterin. Bu tür bir durum hasara ya da ürünün arızalanmasına neden olabilir.
4. Eğer hasar görmüşse, ürünü kullanmayın.
5. Ürünü sökmeyin ya da parçalara ayırmayın.
6. Ürünün kuru ortamlarda çalıştırılması sırasında ortaya çıkabilecek statik elektriğe karşı dikkatli olun.
7. Ürünün alev alabilen malzemelerin yakınında çalıştırılması durumunda yangın ya da patlama ihtimali mevcut
8. bulunmaktadır.
9. Ürünü kullanıcı el kitapçığına bağvurmadan kullanmayın

Muhafaza

1. Direkt güneş ışığı, yüksek sıcaklık ya da yüksek oranda nemden uzakta bir yerde muhafaza edin.
2. Ürünü kullandıktan sonra silikon kılıfı Dudak Led maskesinden çıkararak akan su ile yıkayıp kurulaayın.
3. Ürünü kullandıktan sonra cihazın iç tarafını (arkasını) ıslak mendille ile sildikten sonra kuru bir bezle kurulaayarak kutusuna koyarak muhafaza edin. Sert kimyasal maddeler (mes. alkol) ürünün yüzeyine zarar verebileceğı için kullanmayın.
4. Ürünü güvenli bir şekilde muhafaza edin çünkü ürün dış darbelerden ya da basınçtan ötürü zarar ya da hasar görebilir.
5. Ürünü çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzakta muhafaza edin.
6. Ürünü uçucu maddelerin yakınına yerleştirmeyin.



ÜRÜN GARANTİSİ

- Bu ürün kalite kontrol standardımız uyarınca denetimden geçmiştir. r. Bir arızanın söz konusu olması durumunda ürün bu garantinin içeriğine bağlı olarak tamir edilecektir.
- Bu garanti yeniden düzenlenmeyecektir.
- Tamir talepleriyle ilgili olarak garanti kartını bu ürünü satın aldığınız satın alım yerine ya da merkez götürün.

Ürünün Adı (Model adı)	Bibilip Led Dudak Maskesi	Garanti süresi
Satın alım tarihi		Satın alındığı tarihten itibaren 2 yıl


GARANTİ İÇERİĞİ

1. Garanti süresi satın alım tarihinden itibaren iki yıldır.
2. . Garanti süresi zarfında herhangi bir imalat hatası veya normal bir arıza ortaya çıktığı takdirde, garanti ya da tüketici zarar tazminatı yönetmelikleri uyarınca tazminat verilecektir.
3. Aşağıda belirtilen durumlar söz konusu olduğu takdirde, garanti süresi zarfında bile ücretli tadilat yapılacaktır.
 - Yanlış kullanım veya yanlış muhafazan kaynaklanan arızalar.
 - Şirketimiz ya da yetkilendirdiğimiz Teknik servis merkezi haricindeki tamirat veya modifikasyonlardan kaynaklanan arıza ya da hasarlar.
 - Şirketimizin belirtmediği sarf malzemeleri ve opsiyonel ürünlerin kullanılmasından kaynaklanan bir arıza ortaya çıktığında.
(İlgili sarf malzemeleri ve opsiyonlar konusunda bizimle temasa geçin lütfen.)
 - Doğal afetler (yangın, su baskını vs."den kaynaklanan arızalar)
 - Tüketicinin bilinçli bir şekilde yaptığı kusurlar ya da ihmallerin söz konusu olması durumunda, kullanıcı el kitapçığındaki talimatlar doğrultusunda kullanılmadığı takdirde.




ENGLISH VER.

This product is the beauty device for lip care with LED.
Please read this user manual carefully before operation and then use the product properly and safely.



Product Contents



A	Fixed Bar	The area is bitten with the teeth to hold
B	LED	RED 623nm(normal)

C	Power Switch	Turn on/off
D	Silicone Cover	Cover the fixed bar to use

* The contents may be different from the pictures by the model and the company regulations.



How to Use

- ① Apply the exclusive solution for BIBILIP LED (HONEY COCO TOTAL CARE) that comes with the device on your lip. (keep the solution on your lips for 10mins)


-After cleansing and using skin care products, apply enough amount of the solution. (keep the solution on your lips for 10mins)

* If you want to use your own lip moisturizing solutions that you already have, please apply enough amount of the solution after cleansing and using skin care products. (Keep the solution for 10mins)




* To use the Honey Coco Total Care solution only without the device, apply enough amount of the solution before going to sleep.

- ② After removing the case, insert the lithium battery that is provided into the device. (Refer to the page 5 of how to install the battery)
- ③ Cover the Silicone cover on the fixed bar




2/3



- ④ Press the power switch to turn on the device.



- ⑤ Bite the fixed bar that covered with silicone cover slightly and then adhere the front of the lips to the back side of the device gently.




- ⑥ The device will be turn off automatically after 3mins. (To turn off the device while operating, press power switch)

- ⑦ After finishing the use of the device, separate the silicone cover from the device, wash the cover in the running water, and then wipe the back side of the device with wet-tissue.



*** BIBILIP Honey Coco Dual Moisturizing
(Use frequently)**



1. After cleansing and using skin care products, apply enough amount of the solution.
2. Apply your favorite color of lipstick
3. Use the solution frequently when you feel dry.



How to Replace Lithium Battery


Flashing LED means low-battery and LED is not appeared even if press the power switch when the battery is depleted.

- ① Separate the fixed bar from the device by revolving the fixed bar 90degree clockwise.
- ② Take apart the cover.
- ③ Insert two 3V Lithium battery (CR2032) with correct polarity. (Check up on +,- direction)
- ④ Recombine the cover to the device with correct direction.
- ⑤ Put the fixed bar in the LED hole and turn the bar 90-degree counterclockwise to make them together.



*The battery can be operated more than 100 times based on using 3 minutes once day.

4/5




Product Specifications

Product Name	BIBILIP
Product No	BBL-100
Electric Power	DC 6V (3V Lithium Battery (CR2032) 2EA)
Dimension	12x9x8.5cm / 160g (Full package)
LED Wavelength	RED 623nm(normal)
Manufacturer	GTG Wellness
Address	A-902, Bundang Suji U-Tower, 767(Dongcheon-dong), Sinsu-ro, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea, 16827
A/S Contact No	031-1600-2614
Manufactured Country	South Korea

Precaution

Warning

01. Read carefully the operation instruction and the precaution before operating the device.
02. The device is prohibited to use when you are exposed to sunlight and have sun-burn on your skin.
03. The recommendation of the device is once in daily. If you use the device extra, it may occur skin troubles.
04. If you have the symptoms as below, please use the device after the professional medical counsel.
 - Having skin trouble or medical treatment (allergic skin, dermatitis)
 - Being treated with dental care (implant, dentures, gum treatment)




- Having epilepsy symptoms
 - Getting infectious diseases
 - Being oversensitive to light
 - Having sensitive skin, abnormal conditions, other diseases, or physical disorder
05. If you have skin trouble (skin redness, bleeding, itchy, etc.) during the use of the device, please stop use the device immediately and have medical counselling.
 06. Lip LED device can occur a slight temperatures while using the device. (If high temperature is occurred, turn off the device and then call the A/S center.)
 07. The device is not recommended to use for pregnant, menstrual, breast-feeding women.
 08. The device is not recommended for children under the 16-year-old.
 09. Use the device during driving, walking, or others is not allowed.
 10. When you feel dizzy or physical disorder during use of the device, please use the device after medical counselling.
 11. Staring the LED light directly may cause eyesight loss. Please avoid staring the LED light.

Precautions of Lithium Battery

01. Insulate the battery with the tape for storage of the battery.
02. Do not store the Lithium battery with other battery or metal goods.
03. For the battery disposal, insulate the battery with the tape and inquiry the district office about the battery disposal. If you do not insulate the battery properly, the fire by heating will be possible to occur.
04. As Lithium battery is consumable goods, the battery life is reduced by using the device.
05. Store the battery in the place where the children can not touch.
06. Swallowing the Lithium battery may cause serious injury or death. Take the treatment from doctors immediately.
07. The explosion or Leakage is possible by heating, disassembling, compressing, recharging, exposing the fire, or inserting into the product in the wrong way with the Lithium battery.

6/7



Precautions

01. As this product is not waterproof, be careful that the product is not soaked in the water.
02. Operating the product with wet-hand may be the reason of malfunction.
03. Be careful not to damage the product. Damaged product can cause malfunction of the product.
04. Do not use the damaged product.
05. Do not disassemble/remodel the product on your own.
06. Be careful that using the device in dry conditions may cause static electricity.
07. Avoid to operate or store the product near fire or flammable materials.
08. Do not use the product for other purposes except the purposes described in this user manual.

Storage

01. Avoid to keep the device in the place with direct sunlight, high temperature or humidity.
02. After use of the device, separate the silicone cover from the device and wash the cover with the running water and then let them dry.
03. After use of the device, wipe the inside(back side) of the device with wet-tissue, wipe the device with dry clothes and then put it in the case for the storage. Do not use the strong chemical goods(ex. Alcohol) that can damage the surface of the device.
04. Due to the possibility of that the device can be damaged by external collision or pressure, keep the device in the safe place.
05. Avoid to keep the device in the place where children or pets can touch.
06. Do not put the device near volatile material.



Product Warranty

- This product is passed the inspection by our quality control standard. If the product is out of order or malfunction, the product will be repaired as following this warranty certificate. (This warranty certificate is not reissued.)
- Apply the A/S service to the stores where the device is purchased or the main office with the warranty certificate.

Product Name [Model No.]		Warranty period
Purchase Date		
Manufacture No.		
Customer		
Customer Address		
Customer Contact No.		

Warranty Service


01. The period of warranty service is 1 year from the purchase date.
02. If there is manufacturer's defect or product malfunction in the warranty period, the product will be compensated under the free repair or consumer damage compensation regulations.
03. Under the following the conditions, the product is repaired with extra payment unless during the warranty period.
 - Failure due to the users' misuse or careless
 - Malfunction or Damages due to the product repair by others that are not selected A/S Center
 - Use the consumable goods, optional goods that are not provided with the device (Inquiry to the company for selected consumable goods and optional goods)
 - Natural Calamities (Breakdown by fire, saltwater, flood, etc.)
 - Users' Intentional purpose of damage or negligence without following the manual instructions

8/9



bibilip

BIBILIP KOR-190916




BIBILIP KOR-190916

bibilip



USER MANUAL



KOREAN VER.

본 제품은 LED를 이용하여 입술관리를 위해 사용하는 미용기기입니다. (의료기기가 아닙니다.)
사용 전에 사용설명서를 자세히 읽으신 후 바르고 안전하게 사용하여 주십시오.

Product Warranty

- This product is passed the inspection by our quality control standard. If the product is out of order or malfunction, the product will be repaired as following this warranty certificate. (This warranty certificate is not reissued.)
- Apply the A/S service to the stores where the device is purchased or the main office with the warranty certificate.

Product Name [Model No.]		Warranty period
Purchase Date		
Manufacture No.		
Customer		
Customer Address		
Customer Contact No.		

Warranty Service

01. The period of warranty service is 1 year from the purchase date.
02. If there is manufacturer's defect or product malfunction in the warranty period, the product will be compensated under the free repair or consumer damage compensation regulations.
03. Under the following the conditions, the product is repaired with extra payment unless during the warranty period.
 - Failure due to the users' misuse or careless
 - Malfunction or Damages due to the product repair by others that are not selected A/S Center
 - Use the consumable goods, optional goods that are not provided with the device (Inquiry to the company for selected consumable goods and optional goods)
 - Natural Calamities (Breakdown by fire, saltwater, flood, etc.)
 - Users' Intentional purpose of damage or negligence without following the manual instructions

8/9

