

Robx

A01

Buz Soğutmalı IPL
Cilt Bakım ve Epilasyon Cihazı

Epilasyon • Cilt Gençleştirme • Akne Karşıtı Bakım

Robx A01, IPL teknolojisini gelişmiş soğutma, akıllı cilt tanıma ve çok fonksiyonlu başlık sistemiyle bir araya getirerek evde kişisel bakım deneyimi sunmak üzere tasarlanmıştır.

3'ü 1 arada başlık sistemi sayesinde istenmeyen tüy görünümünün azaltılmasına yönelik IPL uygulamasının yanı sıra cilt gençleştirme ve akne karşıtı bakım fonksiyonlarından da yararlanabilirsiniz.



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



**-7°C GERÇEK
BUZ SOĞUTMA
TEKNOLOJİSİ**

Entegre safir soğutma sistemi, uygulama sırasında cilt yüzeyini serinletmeye yardımcı olarak hissedilen rahatsızlığın azaltılmasına destek olur.



**AKILLI CİLT
TANIMA SENSÖRÜ**

Cilt tonunu algılayan sensör sistemi, cihazın ciltle uygun temasını kontrol ederek daha kontrollü bir uygulama deneyimi sunar.



**3in1 3'Ü 1 ARADA
BAKIM**

A01 ile farklı bakım ihtiyaçları için üç fonksiyondan yararlanabilirsiniz:



Epilasyon



Cilt Gençleştirme



Akne Karşıtı Bakım

3'Ü 1 ARADA BAKIM

A01 ile farklı bakım ihtiyaçları için üç fonksiyondan yararlanabilirsiniz:



Epilasyon Başlığı

İstenmeyen tüylerin görünümünün azaltılmasına yönelik IPL uygulaması.



Cilt Gençleştirme (SR) Başlığı

Cilt görünümünü desteklemeye yönelik bakım uygulaması.



Akne Karşıtı (AC) Başlığı

Akne ve sebum görünümüne yönelik bakım uygulaması.



DAHA
PÜRÜZSÜZ
BİR SEN

DAHA FAZLASI SİZİN İÇİN



16 JOULE ENERJİ GÜCÜ

16 Joule'a kadar enerji gücü ile etkili IPL uygulaması sunar.



9 ENERJİ SEVİYESİ

Cilt hassasiyetinize ve uygulama bölgesine göre 9 farklı enerji seviyesinden uygun olanı seçebilirsiniz.



UZUN ÖMÜRLÜ / SINIRSIZ ATIM

A01, uzun süreli kullanım sağlayacak şekilde tasarlanmış yüksek atım kapasiteli bir IPL sistemine sahiptir.



MANUEL VE OTOMATİK SERİ ATIM



Manuel Mod
Yüz ve bikini bölgesi gibi daha küçük ve hassas alanlarda kontrollü kullanım.



Otomatik Mod
Bacak, kol ve sırt gibi geniş bölgelerde daha hızlı uygulama.

DAHA PÜRÜZSÜZ
BİR SEN



Bacak



Sırt



Kol



Vücut
bölgeleri



Koltuk altı



Yüz
bölgesi



Bikini bölgesi



Not: Hassas bölgelerde düşük enerji seviyesinden başlanması önerilir.

İLK KULLANIMINDAN ÖNCE

Cihazı kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki adımları uygulayınız:



Daha
Pürüzsüz
Bir Sen



Uygulama yapılacak bölgedeki tüyleri uygulamadan yaklaşık 1 gün önce jilet veya tıraş makinesiyle kısaltınız.



IPL sürecinde ağda, cımbız veya tüy dökücü krem kullanmayınız.



Uygulama yapılacak bölgede görünür tüy bulunmuyorsa tekrar jilet kullanmanıza gerek yoktur.



Uzun tüylerin üzerine doğrudan IPL atışı yapmayınız.



Cildinizin temiz ve tamamen kuru olduğundan emin olunuz.



Uygulama sırasında epilasyon jeli, yağ veya benzeri ürünler kullanmayınız.



Önemli: Uzun tüylerin üzerine atış yapılması cihaz başlığında lekelenmeye neden olabilir. Bu durum cihazın performansını veya atış gücünü etkilemez.

IPL UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

1 Cildi Hazırlayın



Uygulama bölgesini temizleyin ve tamamen kurulayın.

2 Cihazı Çalıştırın



Güç adaptörünü bağlayarak cihazı çalıştırın.

3 Başlığı Seçin



Yapmak istediğiniz uygulamaya uygun başlığı takın.

4 Enerji Seviyesini Belirleyin



İlk uygulamada düşük enerji seviyesinden başlayın. Cildinizin verdiği tepkiye göre sonraki seanslarda seviyeyi kademeli olarak artırabilirsiniz.

5 Cihazı Cilde Yerleştirin



Cihaz başlığını cildinize dik açıyla ve tam temas edecek şekilde yerleştirin.

6 Atış Modunu Seçin



Manuel Mod
Küçük ve hassas bölgelerde manuel atış modunu



Otomatik Mod
Geniş bölgelerde otomatik seri atış modunu tercih edebilirsiniz.

UYGULAMA PROGRAMI

AKILLI YAŞAM
TEKNOLOJİLERİ

1 İLK 2 AY



Haftada 2 kez
uygulama yapılması önerilir.



Uygulamalar arasında
2-3 gün ara
bırakabilirsiniz.



Aynı bölgenin üzerinden
her seansta **3-4 kez**
geçebilirsiniz.

2 3. VE 4. AY



Uygulama sıklığını
haftada 1 kez olacak
şekilde azaltabilirsiniz.



Aynı bölgenin üzerinden
2-3 kez geçmeniz
yeterlidir.

3 4. AYDAN SONRA




Haftada 1 kez
uygulamaya devam
edebilirsiniz.



Aynı bölgenin üzerinden
2-3 kez geçmeniz
yeterlidir.



İstenilen sonuca ulaşıldığında
sonucu korumaya yardımcı olmak
amacıyla 1-2 ayda bir rötuş
uygulaması yapılabilir.



Not: Uygulama sıklığı ve alınan sonuçlar kişinin cilt ve kıl yapısına göre değişiklik gösterebilir.



DAHA
PÜRÜZSÜZ
BİR SEN

UYGULAMA SONRASI

IPL uygulamasından sonra:



Cildinizi
nemlendirebilirsiniz.



Cildi desteklemek amacıyla
nazik nemlendirici veya
bakım ürünleri kullanabilirsiniz.



Güneşe maruz kalmanız
gerekirse uygulama yapılan
bölgeleri güneşten koruyunuz
ve uygun SPF kullanınız.



Uygulamadan yaklaşık
2-3 gün sonra cilt toleransınıza
bağlı olarak nazik kese veya
peeling uygulaması yapılabilir.



IPL uygulamasından **24 saat sonra duş** alabilirsiniz.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

Lütfen cihazı kullanmadan önce tüm uyarıları dikkatlice okuyunuz.



Güneş yanığı olan
veya bronzlaşmış ciltte
kullanmayınız.



Ciltte tahriş, yara veya
enfeksiyon olan bölgelerde
kullanmayınız.



Hamilelik ve emzirme
döneminde kullanmadan
önce doktorunuza
danışınız.



Göz çevresinde
kullanmayınız.
Kullanım sırasında
göz temasından kaçınınız.



Çok koyu ten tonlarında
kullanım için uygun
olmayabilir.



Çocukların erişemeyeceği
yerde saklayınız.

DAHA PÜRÜZSÜZ BİR SEN

IPL KİMLER İÇİN UYGUNDUR?



- Robx A01 genel olarak 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için tasarlanmıştır.
- Ergenlik döneminde hormon seviyelerindeki değişimler nedeniyle tüylenme devam edebileceğinden, bu dönemde alınan sonuçlar kişiden kişiye değişebilir.



Erkekler Kullanabilir mi?

Evet. IPL teknolojisi kadın ve erkek kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Kıl rengindeki pigment miktarı önemli olduğundan, özellikle koyu renkli tüylerde daha uygun sonuçlar elde edilmesi beklenir.

AÇIK RENKLİ TÜYLERDE KULLANIM



- IPL teknolojisi, kıl içerisindeki melanin adı verilen pigmenti hedef alır.
- Sarı, açık kumral, kızıl veya beyaz tüylerde melanin miktarı daha düşük olduğundan ışık enerjisinin emilimi yeterli olmayabilir.
- Bu nedenle açık renkli tüylerde alınan sonuçlar kişiden kişiye değişebilir ve kesin sonuç garantisi verilemez.



Daha
Pürüzsüz
Bir Sen
♡

SIK SORULAN SORULAR

AKILLI YAŞAM TEKNOLOJİLERİ



Cihazı nasıl kullanmalıyım?

Uygulamadan yaklaşık 1 gün önce, tüyleri jilet veya tıraş makinesiyle kısaltınız. Cihazı güç adaptörüne bağlayınız. Uygun başlığı ve enerji seviyesini seçiniz. Başlığı cilde dik açıyla yerleştirerek uygulamaya başlayınız.



Cihaz birden fazla kişi tarafından kullanılabilir mi?

Evet. Birden fazla kişi kullanabilir. Her kullanıcı kendi cilt tonuna ve hassasiyetine uygun enerji seviyesini seçmelidir. Kullanıcı değişiminde başlığın temizlenmesi önerilir.



Başlıkları nasıl temizlemeliyim?

Cihazın elektrik bağlantısını kesin. Başlığı yumuşak bir bez veya pamuk yardımıyla nazikçe temizleyiniz. Gerekirse uygun alkol bazlı bir temizleyici kullanılabilir. Başlığı suya veya başka bir sıvıya batırmayınız.



Bronz tende kullanılabilir mi?

Hayır. Bronzlaşmış veya güneş yanığı bulunan bölgelerde kullanım önerilmez. Cildinizin doğal ten rengine dönmesini bekleyiniz.



Dövmeli bölgelerde kullanılabilir mi?

Hayır. Dövmelerin üzerine IPL uygulaması yapmayınız.



Hamileyken kullanılabilir miyim?

Hamilelik döneminde kullanılması önerilmemektedir.



Emzirirken kullanılabilir miyim?

Emzirme döneminde kullanım öncesinde doktorunuza danışınız.



Cilt tedavisi görüyorum, kullanılabilir miyim?

Herhangi bir cilt rahatsızlığınız varsa veya ışığa duyarlılığa neden olabilecek ilaç kullanıyorsanız, cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.



Cihaz başlığında lekelenme oluştu. Ne yapmalıyım?

Uzun tüylerin üzerine atış yapılması başlıkta lekelenmeye neden olabilir. Tüylerin uygulama öncesinde kısaltılması önerilir. Başlıkta oluşabilecek lekelenmeler cihazın performansını veya atış gücünü etkilemez.



IPL uygulamasından ne kadar sonra duş alabilirim?

Uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra duş alabilirsiniz.



Yüz bölgesinde hangi seviyeyi kullanmalıyım?

Yüz bölgesi daha hassas olduğundan en düşük enerji seviyesinden başlanması önerilir. Cildinizin tepkisini gözlemleyiniz.



Her bölgede aynı enerji seviyesini kullanmalı mıyım?

Hayır. Cilt hassasiyeti bölgeden bölgeye değişir. Yüz ve bikini gibi hassas bölgelerde daha düşük seviyeler tercih edilmelidir.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

DAHA
PÜRÜZSÜZ
BİR SEN

Lütfen cihazı kullanmadan önce tüm uyarıları dikkatlice okuyunuz.



Bronzlaşmış Cilt

- Bronzlaşmış cilt bölgelerinde IPL uygulaması yapmayınız.
- Cildinizin doğal ten rengine dönmesini bekleyiniz. Geçici bronzluk veya güneş yanığı bulunan bölgelerde cilt tamamen normale dönmeyene uygulama yapmayınız.
- Güneş yanığı bulunan bölgelerde **en az 2 hafta** beklenmesi önerilir.



Dövme ve Koyu Benler

- Dövmelerin üzerine IPL uygulamayınız.
- Koyu renkli benlerin üzerine cihazı kullanmayınız.
- Ciltte açık yara, tahriş veya çatlak bulunan bölgelere uygulama yapmayınız.



Yüz Bölgesi

Yüz bölgesinde uygulama yaparken:

- Daima düşük enerji seviyesinden başlayınız.
- Koruyucu gözlüğü kullanınız.
- Göz çevresine, göz kapağına veya doğrudan göze yakın alanlara uygulama yapmayınız.



Hamilelik ve Emzirme

- Hamilelik döneminde cihazın kullanılması önerilmemektedir.
- Emzirme döneminde cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.



İlaç Kullanımı ve Cilt Rahatsızlıkları

- Işığa karşı hassasiyete neden olabilecek ilaçlar kullanıyorsanız veya teşhis edilmiş bir cilt rahatsızlığınız bulunuyorsa cihazı kullanmadan önce doktorunuza danışınız.



Çok Koyu Cilt Tonları

- Çok koyu cilt tonlarında cihazın kullanılması önerilmemektedir.

CİLT GENÇLEŞTİRME (SR) BAŞLIĞI



SR başlığı, IPL teknolojisiyle cilt görünümünü desteklemeye yönelik bakım amacıyla kullanılabilir.

Düzenli kullanım ile cilt görünümünün daha canlı ve dengeli görünmesine yardımcı olabilir.



Kullanım öncesinde cihazın kullanım talimatlarını ve güvenlik uyarılarını mutlaka okuyunuz.

AKNE KARŞITI (AC) BAŞLIĞI



AC başlığı, akne ve ciltteki sebum görünümüne yönelik bakım amacıyla tasarlanmıştır.



Cilt bakım rutininizi desteklemek amacıyla kullanılabilir.



Aktif, iltihaplı veya tedavi gerektiren cilt problemlerinizi varsa cihazı kullanmadan önce dermatoloğunuza danışınız.

CİHAZIN BAKIMI VE SAKLANMASI



Kullanım sonrasında cihazı kapatınız ve elektrik bağlantısını kesiniz.



Başlıkları temiz ve kuru şekilde saklayınız.



Cihazı suyla temas ettirmeyiniz.



Cihazı nemli ortamlarda bırakmayınız.



Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.



Cihazı darbelerden ve aşırı sıcaklıklardan koruyunuz. Kullanım sonrasında başlık yüzeyini nazıkçe temizleyiniz.

ÖNEMLİ NOT



Robx A01'in kullanımından elde edilen sonuçlar; cilt tonu, kıl rengi, kıl yoğunluğu, hormonal yapı, uygulama bölgesi ve kullanım düzenine göre kişiden kişiye değişebilir.



Cihazı kullanmadan önce kullanım talimatlarını ve güvenlik uyarılarını dikkatlice okuyunuz.



Herhangi bir şüphe, cilt problemi veya düzenli ilaç kullanımı durumunda cihazı kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışınız.

ROBX A01

EVDE KİŞİSEL BAKIM RUTİNİNİZ İÇİN 3'Ü 1 ARADA IPL TEKNOLOJİSİ