

ROBX A05 IPL

3 MİLYON ATIM | AKILLI CİLT TANIMA | ULTRA SERİ IPL CİHAZI

KULLANIM KILAVUZU

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



TÜRKİYE’NİN EN YÜKSEK ATIM KAPASİTELERİNDEN BİRİ: **3.000.000 Atım Gücü!**

Her başlıkta ayrı ayrı 1.000.000 atım yüklüdür. Body, Face ve Bikini olmak üzere 3 farklı başlığıyla toplam 3.000.000 atım sunar. Atım sayısının cihaz gövdesinde değil, başlıklarda yüklü olması sayesinde kullanım ömrü dolduğunda tüm cihazı değil, yalnızca ilgili başlığı değiştirmeniz yeterlidir.



UNİSEKS TASARIM

Robx A05 IPL, kadın ve erkek kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde uniseks olarak tasarlanmıştır. Akıllı güç dengesi sayesinde farklı bölgelerde kişiye ve cilt tipine uygun enerji seviyeleriyle kontrollü ve konforlu bir kullanım sunar.



FDA ONAYLI AKILLI CİLT TANIMA SENSÖRÜ

Yepyeni cilt koruma teknolojisi sayesinde her flaşın yoğunluğunu cilt tonunuza göre otomatik olarak ayarlar. Cilt tonuna uygun enerji seviyesini belirleyerek daha güvenli ve etkili kullanım sağlar. 10 Seviye Enerji ayarına sahiptir.



BODY



FACE



BİKİNİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

DAHA PÜRÜZSÜZ
DAHA ÖZGÜR
HER ZAMAN SEN



-5°C
BUZ SOĞUTMA
TEKNOLOJİSİ

Gereken sıcaklıkta atış yaparken, soğutma özelliği sayesinde acı hissetmemenizi sağlar.

Ürünün Joule kalitesinden ödün vermez.



0,3 SANİYEDE
SERİ ATIM

Robx A05, 0,3 saniyelik hızlı atım özelliği sayesinde uygulama süresinin kısaltılmasına yardımcı olur. Böylece daha hızlı ve pratik bir IPL uygulama deneyimi sunar.



AKILLI CİLT TANIMA SENSÖRÜ

Akıllı cilt tanıma sensörü, uygulama sırasında cilt tonunu algılayarak uygun kullanımın sağlanmasına yardımcı olur. Bu özellik, uygulamanın daha kontrollü ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini destekler.



CİLT TONUNU ALGILAR
UYGUN ENERJİ SEVİYESİNİ BELİRLER



EVDE
PROFESYONEL
BAKIM

ÖNEMLİ GÜVENLİK

VE KULLANIM UYARILARI



Bronzlaşmış cilt bölgelerinde IPL uygulaması yapmayınız.

Cildinizin doğal ten rengine dönmesini bekledikten sonra uygulamaya devam ediniz.



Geçici bronzluk bulunan bölgelerde, cildin normal rengine dönmesi ve varsa pul pul dökülme durumunun tamamen giderilmesi beklenmelidir.



Güneş yanığı bulunan bölgelerde en az 2 hafta beklenmesi önerilir.



Uygulama yapılacak bölgenin güneş görmeyen alanlarında, cildin normal ten rengine dönmesi koşuluyla uygulama yapılabilir.



Atış seviyesini cildinizin hassasiyetine göre kademeli olarak artırınız.



İlk seanslarda düşük enerji seviyesinden başlayınız ve cildinizin verdiği tepkiye göre seviyeyi seanslar ilerledikçe artırınız.



-5 derece buz başlık uygulama sırasında hissedilen rahatsızlığın minimum seviyeye indirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle cihazın çalışmadığını düşünerek ilk seanslarda yüksek enerji seviyeleri kullanmayınız.



Bikini bölgesi gibi hassas alanlarda düşük enerji seviyesinden başlayınız.



Yüz bölgesinde her zaman **en düşük** enerji seviyesini kullanınız.



Dövme, koyu renkli ben ve çatlamış cilt üzerinde cihazı kullanmayınız.



Çok koyu cilt tonlarında cihazın kullanılması önerilmemektedir.



Hamilelik döneminde cihazın kullanılması önerilmemektedir.



Emzirme döneminde kullanım gerçekleştirmek istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışınız.



Işığa duyarlılığa neden olabilecek ilaçlar kullanıyorsanız veya tespit edilmiş bir cilt rahatsızlığınız bulunuyorsa cihazı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.



UYGULAMA PROGRAMI

KALICI PÜRÜZSÜZLÜK İÇİN DÜZENLİ KULLANIM

01

İLK 2 AY

HAFTADA 2 KEZ



Haftada 2 kez uygulama yapılması önerilir.



Uygulamalar arasında 2-3 gün ara bırakabilirsiniz.



Her seansta aynı bölgenin üzerinden 3-4 kez geçebilirsiniz.

02

3. VE 4. AY

HAFTADA 1 KEZ



Uygulama sıklığını haftada 1 kez olacak şekilde azaltabilirsiniz.



Her seansta aynı bölgenin üzerinden 2-3 kez geçmeniz yeterlidir.

03

4. AYDAN SONRA

KORUMA VE RÖTÜŞ



Haftada 1 kez uygulamaya devam edebilirsiniz.



Her seansta aynı bölgenin üzerinden 2-3 kez geçmeniz yeterlidir.



İstenilen sonuca ulaşıldıktan sonra mevcut sonucu korumak amacıyla 1-2 ayda bir rötuş uygulaması yapılması tavsiye edilir.



DOĞRU KULLANIM ADIMLARI

ETKİLİ, GÜVENLİ VE KONFORLU BİR DENEYİM İÇİN

01

UYGULAMA ÖNCESİ HAZIRLANIN



Uygulamadan 1 gün önce, uygulama yapılacak bölgedeki tüyleri jilet veya tıraş makinesi ile alınız.



Epilasyon sürecinde ağda, tüy dökücü krem veya cımbız kullanmayınız.



Uygulama yapılacak bölgede görünür tüy bulunmuyorsa tekrar jilet kullanmanıza gerek yoktur. Doğrudan uygulama yapabilirsiniz.



Uzun tüylerin üzerine IPL atışı yapmayınız. Uzun tüyler ışığı cilt yüzeyinde emerek cihaz başlığında lekelenmelere neden olabilir.



Başlıkta oluşabilecek bu tür lekelenmeler cihazın performansını veya atış gücünü etkilemez.

02

UYGULAMA SIRASINDA DOĞRU UYGULAYIN



Cildiniz temiz ve tamamen kuru olmalıdır.




Uygulama sırasında epilasyon jeli veya benzeri ürünler kullanmayınız.



Cihazı doğrudan kuru ve temiz cilt üzerinde kullanınız.



Cihaz başlığını cilde dik açıyla yerleştiriniz.



Uygulama yapılacak bölgeye ve cilt hassasiyetinize uygun enerji seviyesini seçiniz.



İlk uygulamalarda düşük enerji seviyesinden başlayarak cildinizin toleransına göre seviyeyi kademeli olarak artırınız.

03

UYGULAMA SONRASI CİLDİNİZİ DESTEKLEYİN



Uygulamadan 2-3 gün sonra cildinize nazik şekilde kese yapabilirsiniz.



Vücut peeling ürünlerinden destek alabilirsiniz.



Uygulama sonrasında cildi desteklemek amacıyla nemlendirici veya onarıcı kremler kullanmanız önerilir.



Uygulama sonrasında dışarı çıkmanız gerekiyorsa, uygulama yapılan bölgeleri güneşten korumak amacıyla güneş koruyucu (SPF) kullanmanız önerilir.



IPL uygulamasından 24 saat sonra duş alabilirsiniz.



SIK SORULAN SORULAR

MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY

01



CİHAZI NASIL KULLANMALIYIM?

Uygulamadan 1 gün önce tüyleri jilet veya tıraş makinesi ile alınız. Cihazı fişe takınız, cildinize uygun enerji seviyesini seçiniz. Cihaz başlığını cilde dik açıyla yerleştirerek uygulamaya başlayınız.

02



CİHAZI BİRDEN FAZLA KİŞİ KULLANABİLİR Mİ?

Evet, Robx A05 birden fazla kişi tarafından kullanılabilir. Her kullanıcı için cilt tipine uygun enerji seviyesinin seçilmesine dikkat edilmelidir. Kullanıcı değişiminde cihaz başlığının temizliği önerilir.

03



ERKEKLER KULLANABİLİR Mİ?

Evet. IPL teknolojisi kadın ve erkek kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Özellikle koyu renkli tüylerde etkili sonuç alınması hedeflenir.

04



BAŞLIKLAR NASIL TEMİZLENMELİDİR?

Cihaz başlıklarını yumuşak bir bez veya pamukla, alkol bazlı temizleyici kullanarak nazikçe silebilirsiniz. Temizlik sırasında cihazın elektrik bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olunuz.

05



CİHAZ BRONZ TENDE KULLANILABİLİR Mİ?

Cihazın çok koyu ten renginde kullanılması önerilmemektedir. Güneş yanığı bulunan bölgelerde en az 2 hafta beklenmelidir. Geçici bronzluka cilt normale dönene kadar kullanmayınız.

06



DÖVMELİ BÖLGELERDE KULLANABİLİR MİYİM?

Hayır. Dövmeli bölgelerde IPL uygulaması yapılması önerilmemektedir.


07



HAMİLEYİM VEYA EMZİRİYORUM. KULLANABİLİR MİYİM?

Hamilelik döneminde cihazın kullanılması önerilmemektedir. Emzirme döneminde kullanım gerçekleştirmek istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışınız.

08



CİLT TEDAVİSİ GÖRÜYORUM. CİHAZI KULLANABİLİR MİYİM?

İlaç kullanıyorsanız veya bir cilt rahatsızlığınız varsa cildiniz hassas olabilir. Cihazı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

09



SARI TÜYLERDE ETKİ ALABİLİR MİYİM?

Sarı, açık kumral, kızıl veya beyaz tüylerde melanin oranı düşük olduğu için sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Kesin sonuç garantisi verilememektedir.

10



CİHAZ BAŞLIĞINDA LEKELENME OLUŞTU. NE YAPMALIYIM?

Uzun tüylerin üzerine atış yapılması başlıkta lekelenmelere neden olabilir. Bu durum cihazın performansını etkilemez. Uygulama öncesi tüyleri kısaltmanız önerilir.

11



EPİLASYONDAN NE KADAR SÜRE SONRA DUŞ ALABİLİRİM?

IPL uygulamasından 24 saat sonra duş alabilirsiniz.

12



NE ZAMAN SONUÇ ALIRIM?

Düzenli kullanım ile ilk haftalardan itibaren değişimler gözlemlenebilir. Genellikle 4-6 hafta içinde belirgin azalmalar görülür. 12 haftalık kullanım sonrası sonucu korumak için rötuş uygulamalarına geçilmesi önerilir.