ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

# 35 JOULE ULTRA GÜÇ VE SAFİR SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ


Robx A2030, 35 Joule'e ulaşan yüksek enerji gücü sayesinde en dirençli ve inatçı tüylerde dahi etkili bir IPL uygulaması sunmayı hedefler. Safir Soğutma Teknolojisi, uygulama sırasında cildin serinletilmesine yardımcı olarak konforlu bir kullanım sağlar ve hissedilen rahatsızlığı minimum seviyeye indirmeye yardımcı olur.

**35 J**
Yüksek Enerji

**Safir Soğutma**
Teknolojisi




## SAFİR SOĞUTMA NASIL ÇALIŞIR?



Safir temas yüzeyi cildi serinletir.

Daha konforlu bir uygulama deneyimi sağlar.

# UNİSEKS TASARIM

Robx A2030, kadın ve erkek kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde uniseks olarak tasarlanmıştır. Akıllı güç dengesi sayesinde farklı bölgelerde kişiye ve cilt tipine uygun enerji seviyeleriyle kontrollü ve konforlu bir kullanım sunar.




# 5 FARKLI FLAŞ MODU

Robx A2030; Ayarlanabilir Flaş, Düşük Yoğunluklu Flaş, Orta Yoğunluklu Flaş, Yüksek Yoğunluklu Flaş ve SHR Flaş olmak üzere 5 farklı kullanım modu sunar. Bu modlar, farklı kullanım ihtiyaçlarına ve bölgelere göre uygun uygulama seçenekleri sağlar.




- Ayarlanabilir Flaş
- Düşük Yoğunluklu Flaş
- Orta Yoğunluklu Flaş
- Yüksek Yoğunluklu Flaş
- SHR — SHR Flaş

# 0,3 SANİYEDE SERİ ATIM

Robx A2030, 0,3 saniyelik hızlı atım özelliği sayesinde uygulama süresinin kısaltılmasına yardımcı olur. Böylece daha hızlı ve pratik bir IPL uygulama deneyimi sunar.



# AKILLI CİLT TANIMA SENSÖRÜ




# A2030
## FLAŞ MODLARI VE KULLANIMLARI




1 Ayarlanabilir Flaş Modu

2 Düşük Yoğunluklu Flaş Modu

3 Orta Yoğunluklu Flaş Modu

4 Yüksek Yoğunluklu Flaş Modu

SHR 5 SHR Flaş Modu

## 1 | AYARLANABİLİR FLAŞ MODU

- Seviye 1-10 arasında enerji ayarı yapılabilir.
- Hem manuel hem de otomatik kullanım imkânı sunar.
- Tekli atım gerçekleştirir.
- Kullanıcının cilt hassasiyetine ve uygulama bölgesine göre uygun enerji seviyesi seçilebilir.

## 2 | DÜŞÜK YOĞUNLUKLU FLAŞ MODU

- Seviye 1 enerji ayarında çalışır.
- Otomatik kullanım modundadır.
- Çift atım gerçekleştirir.
- Düşük yoğunlukta uygulama yapmak isteyen kullanıcılar için tercih edilebilir.

## 3 | ORTA YOĞUNLUKLU FLAŞ MODU

- Seviye 6 enerji ayarında çalışır.
- Otomatik kullanım modundadır.
- Çift atım gerçekleştirir.
- Orta yoğunlukta uygulama yapmak isteyen kullanıcılar için tasarlanmıştır.

## 4 | YÜKSEK YOĞUNLUKLU FLAŞ MODU

- Seviye 1-10 arasında enerji seviyesini destekler.
- Enerji seviyesi cilt tonuna göre otomatik olarak ayarlanır.
- Çift atım gerçekleştirir.
- Daha yüksek yoğunlukta uygulama yapmak isteyen kullanıcılar için tercih edilebilir.

## 5 | SHR FLAŞ MODU

- Seviye 10 enerji ayarında çalışır.
- Manuel kullanım özelliğine sahiptir.
- Atım tuşuna basıldığında 4 atım gerçekleştirir.
- SHR teknolojisi sayesinde seri atım özelliği sunar.



# ÖNEMLİ GÜVENLİK VE KULLANIM UYARILARI

Cihazınızı güvenli ve etkili bir şekilde kullanabilmek için aşağıdaki uyarıları lütfen dikkatle okuyunuz.

Bronzlaşmış cilt bölgelerinde IPL uygulaması yapmayınız. Cildinizin doğal ten rengine dönmesini bekledikten sonra uygulamaya devam ediniz.

Geçici bronzluk bulunan bölgelerde, cildin normal rengine dönmesi ve varsa pul pul dökülme durumunun tamamen giderilmesi beklenmelidir.

Güneş yanığı bulunan bölgelerde en az 2 hafta beklenmesi önerilir.

Uygulama yapılacak bölgenin güneş görmeyen alanlarında, cildin normal ten rengine dönmesi koşuluyla uygulama yapılabilir.

Atış seviyesini cildinizin hassasiyetine göre kademeli olarak artırınız.

İlk seanslarda düşük enerji seviyesinden başlayınız ve cildinizin verdiği tepkiye göre seviyeyi seanslar ilerledikçe artırınız.

Ultra Sapphire Soğutma Teknolojisi, uygulama sırasında hissedilen rahatsızlığın minimum seviyeye indirilmesine yardımcı olur. Bu nedenle cihazın çalışmadığını düşünerek ilk seanslarda yüksek enerji seviyeleri kullanmayınız.

Bikini bölgesi gibi hassas alanlarda düşük enerji seviyesinden başlayınız.

Yüz bölgesinde her zaman en düşük enerji seviyesini kullanınız.

Dövme, koyu renkli ben ve çatlamış cilt üzerinde cihazı kullanmayınız.

Çok koyu cilt tonlarında cihazın kullanılması önerilmemektedir.

Yüz bölgesinde uygulama yaparken verilen koruyucu gözlükleri kullanınız.

Hamilelik döneminde cihazın kullanılması önerilmemektedir.

Emzirme döneminde kullanım gerçekleştirmek istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışınız.

Işığa duyarlılığa neden olabilecek ilaçlar kullanıyorsanız veya tespit edilmiş bir cilt rahatsızlığınız bulunuyorsa cihazı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.



# UYGULAMA PROGRAMI

Daha etkili sonuçlar için düzenli kullanım önemlidir. Cildinize uygun ilerleyen bu program, ideal sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olur.

## 1 | İLK 2 AY

- Haftada 2 kez uygulama yapılması önerilir.
- Uygulamalar arasında 2-3 gün ara bırakabilirsiniz.
- Her seansta aynı bölgenin üzerinden 3-4 kez geçebilirsiniz.



## 2 | 3. VE 4. AY

- Uygulama sıklığını haftada 1 kez olacak şekilde azaltabilirsiniz.
- Her seansta aynı bölgenin üzerinden 2-3 kez geçmeniz yeterlidir.



## 3 | 4. AYDAN SONRA

- Haftada 1 kez uygulamaya devam edebilirsiniz.
- Her seansta aynı bölgenin üzerinden 2-3 kez geçmeniz yeterlidir.
- İstenilen sonuca ulaşıldıktan sonra mevcut sonucu korumak amacıyla 1-2 ayda bir rötuş uygulaması yapılması tavsiye edilir.






DAHA PÜRÜZSÜZ BİR SEN

DÜZENLİ KULLANIM GÖZLE GÖRÜLÜR SONUÇLAR SAĞLAR.

# KULLANIM REHBERİ

DAHA ETKİLİ VE KONFORLU SONUÇLAR İÇİN

PÜRÜZSÜZ
BİR SEN

## 1 UYGULAMA ÖNCESİ



Uygulamadan 1 gün önce, uygulama yapılacak bölgedeki tüyleri jilet veya tıraş makinesi ile alınız.

Epilasyon sürecinde ağda, tüy dökücü krem veya cımbız kullanmayınız.

Uygulama yapılacak bölgede görünür tüy bulunmuyorsa tekrar jilet kullanmanıza gerek yoktur. Doğrudan uygulama yapabilirsiniz.

Uzun tüylerin üzerine IPL atışı yapmayınız. Uzun tüyler ışığı cilt yüzeyinde emerek cihaz başlığında lekelenmelere neden olabilir.

Başlıkta oluşabilecek bu tür lekelenmeler cihazın performansını veya atış gücünü etkilemez.

## 2 UYGULAMA SIRASINDA




Cildiniz temiz ve tamamen kuru olmalıdır.

Uygulama sırasında epilasyon jeli veya benzeri ürünler kullanmayınız.

Cihazı doğrudan kuru ve temiz cilt üzerinde kullanınız.

Cihaz başlığını cilde dik açıyla yerleştiriniz.

Uygulama yapılacak bölgeye ve cilt hassasiyetinize uygun enerji seviyesini seçiniz.

İlk uygulamalarda düşük enerji seviyesinden başlayarak cildinizin toleransına göre seviyeyi kademeli olarak artırınız.

## 3 UYGULAMA SONRASI



Uygulamadan 2-3 gün sonra cildinize nazik şekilde kese yapabilirsiniz.

Vücut peeling ürünlerinden destek alabilirsiniz.

Uygulama sonrasında cildi desteklemek amacıyla nemlendirici veya onarıcı kremler kullanmanız önerilir.

Uygulama sonrasında dışarı çıkmanız gerekiyorsa, uygulama yapılan bölgeleri güneşten korumak amacıyla güneş koruyucu (SPF) kullanmanız önerilir.

IPL uygulamasından 24 saat sonra duş alabilirsiniz.

# SIK SORULAN SORULAR

MERAK ETTİĞİNİZ HER ŞEY




### CİHAZI NASIL KULLANMALIYIM?

Uygulamadan 1 gün önce vücut tüylerinizi jilet veya tıraş makinesi ile alınız. Cihazı fişe takınız, cildinize ve uygulama bölgesine uygun enerji seviyesini seçiniz. Cihaz başlığını cilde dik açıyla yerleştirerek uygulamaya başlayınız.

### CİHAZI BİRDEN FAZLA KİŞİ KULLANABİLİR Mİ?

Evet, Robx A2030 birden fazla kişi tarafından kullanılabilir. Ancak her kullanıcı için cilt tipine ve hassasiyetine uygun enerji seviyesinin seçilmesine dikkat edilmelidir. Kullanıcı değişiminde cihaz başlığının temizliğinin yapılması önerilir.

### ERKEKLER KULLANABİLİR Mİ?

Evet. IPL teknolojisi kadın ve erkek kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Özellikle koyu renkli tüylerde etkili sonuç alınması hedeflenir.

### BAŞLIKLAR NASIL TEMİZLENMELİDİR?

Cihaz başlıklarını yumuşak bir bez veya pamuk yardımıyla, alkol bazlı bir temizleyici kullanarak nazikçe silebilirsiniz. Temizlik işlemi sırasında cihazın elektrik bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olunuz.

### CİHAZ BRONZ TENDE KULLANILABİLİR Mİ?

Cihazın çok koyu ten renginde kullanılması önerilmemektedir. Uygulama yapılacak bölgenin normal ten rengine dönmesi, güvenli ve etkili kullanım açısından önemlidir.

Güneş yanığı bulunan bölgelerde en az 2 hafta beklemeniz önerilir. Geçici bronzluk durumunda ciltte pul pul dökülme varsa, cihazı kullanmadan önce cildin tamamen normale dönmesini bekleyiniz.

### DÖVMELİ BÖLGELERDE KULLANABİLİR MİYİM?

Hayır. Dövmeli bölgelerde IPL uygulaması yapılması önerilmemektedir.

### HAMİLEYİM VEYA EMZİRİYORUM. KULLANABİLİR MİYİM?

Hamilelik döneminde cihazın kullanılması önerilmemektedir.

Emzirme döneminde kullanım gerçekleştirmek istiyorsanız mutlaka doktorunuza danışınız.

### CİLT TEDAVİSİ GÖRÜYORUM. CİHAZI KULLANABİLİR MİYİM?

Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya teşhis edilmiş bir cilt rahatsızlığınız bulunuyorsa cildiniz hassas olabilir. Bu nedenle cihazı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

### SARI TÜYLERDE ETKİ ALABİLİR MİYİM?

IPL cihazları, kıl kökünde bulunan melanin adı verilen koyu renk pigmentini hedef alarak çalışır. Sarı, açık kumral, kızıl veya beyaz tüylerde melanin miktarı daha düşük olduğu için IPL ışığının emilimi yeterli olmayabilir. Bu nedenle bu tüy renklerinde alınan sonuçlar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Sarı tüylerde cihazdan memnun kalan kullanıcılarımız bulunmakla birlikte, bu tüy renkleri için kesin bir sonuç garantisi verilememektedir.

### CİHAZ BAŞLIĞINDA LEKELENME OLUŞTU. NE YAPMALIYIM?

Uzun tüylerin üzerine atış yapılması, cihaz başlığında lekelenmelere neden olabilir. Bu durum cihazın performansını veya atış gücünü etkilemez.

Başlıkta lekelenme oluşmasını önlemek için uygulama öncesinde uzun tüylerin jilet veya tıraş makinesi ile kısaltılması önerilir.

### EPİLASYONDAN NE KADAR SÜRE SONRA DUŞ ALABİLİRİM?

IPL uygulamasından 24 saat sonra duş alabilirsiniz.

### KAÇ YAŞINDAN İTİBAREN KULLANILABİLİR?

Cihaz genel olarak 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılar için uygundur. Ergenlik döneminde hormonlar sürekli değişiklik gösterebildiği için bu dönemde kalıcı sonuçlar alınamayabilir.

### CİHAZI HER BÖLGEDE AYNI ENERJİ SEVİYESİNDE Mİ KULLANMALIYIM?

Hayır. Her bölgenin hassasiyeti farklıdır.

- Yüz ve bikini bölgesi gibi hassas alanlarda daha düşük enerji seviyeleri kullanılmalıdır.
- Daha kalın tüylerin bulunduğu bölgelerde orta veya yüksek enerji seviyeleri tercih edilebilir.
- İlk seanslarda düşük enerji seviyesinden başlanmalıdır.
- Cildinizin toleransına göre enerji seviyesi seanslar ilerledikçe kademeli olarak artırılabilir.

### 1 MİLYON ATIŞ NE KADAR SÜRE GİDER?

Cihazın 1 milyon atış kapasitesi, kullanım sıklığına ve uygulama şekline bağlı olarak uzun yıllar kullanılabilecek bir kullanım ömrü sunar. Ortalama kullanım süresinin 15-20 yıl arasında olduğu öngörülmektedir.

### UYGULAMA SIRASINDA NE KULLANMALIYIM?

Uygulama sırasında epilasyon jeli veya benzeri herhangi bir ürün kullanmayınız. Cihazı temiz ve kuru cilt üzerinde doğrudan kullanınız.

### NE ZAMAN SONUÇ ALIRIM?

Düzenli kullanım ile ilk haftalardan itibaren değişimler gözlemlenebilir. Genellikle 4-6 hafta içerisinde belirgin azalmalar görülmeye başlanabilir.

12 haftalık düzenli kullanım sonrasında, elde edilen sonucu korumaya yönelik rötuş uygulamalarına geçilmesi önerilir.